

Le point de vue d'une hygiéniste au sujet du système d'isolation dentaire EZ DAM®



Annie Gironne est hygiéniste dentaire et enseignante au cégep de l'Outaouais. Dans cette entrevue, nous explorons l'impact qu'a eu EZ DAM® sur son travail et ses étudiantes et clients.

Qu'est-ce qui a d'abord capté votre attention à propos d'EZ DAM®?

Ce qui m'a d'abord intéressée est le fait que ce produit offre une meilleure façon de faire pour isoler le champ opératoire et le garder au sec pendant que les étudiantes administrent un traitement. La facilité d'utilisation d'EZ DAM® est aussi une bonne raison pour laquelle nous avons choisi ce système d'isolation. La majorité des salles de traitement de la clinique sont équipées pour l'utilisation d'EZ DAM®.


Pour quelles procédures s'avère-t-il utile selon vous?

Je trouve le système d'isolation très efficace dans différentes situations, telles que: les scellements de puits, les fissures et les restaurations dentaires. L'inexpérience des étudiantes en scellements de puits et fissures demande beaucoup d'encadrement pour assurer le contrôle de la salive et éviter la contamination. En dentisterie opératoire, cet outil nous a permis de procéder à un travail sans risque de contamination lorsque la pose de la digue dentaire n'était pas possible. Nous aimons beaucoup l'utiliser pour rétracter des joues et conserver un environnement contrôlé et sec. EZ DAM® permet de gagner beaucoup de temps et facilite le travail!



Quels sont les plus importants bienfaits que vous avez constatés depuis que vous utilisez le système?

Je dirais que ce système offre plusieurs bienfaits tangibles et intangibles. Il permet aux étudiantes de gagner du temps, car il me permet de travailler de façon continue, il n'y a plus d'interruption intermittente pour replacer des rouleaux de cotons ou les triangles absorbants. Nous aimons aussi le fait que nous n'avons pas à nous soucier de la langue, des joues, de la salive, etc. Et, finalement, nous aimons offrir une meilleure expérience à nos clients en matière de confort, de protection et de qualité de traitement. Lors du dernier stage clinique, cela permet aux étudiantes de travailler seules pour le scellement des puits et fissures comme elles le feraient sur le marché du travail, d'être plus productives et d'obtenir de meilleurs taux de réussite en raison du champ plus sec, ce qui réduit les contaminants.



Comment vos patients considèrent-ils EZ DAM®?

Ça ne les dérange pas. Une fois qu'il est en place, il est très confortable et soutient bien leur mâchoire, ce qui est un grand avantage pour garder le milieu sec et la bouche ouverte. De plus, le fait qu'ils ne se sentent pas submerger de liquides en bouche facilite le rendez-vous et entraîne moins d'interruptions durant celui-ci. Le fait qu'il est possible de couper les pièces buccales pour permettre une meilleure adaptation en bouche est aussi un grand avantage. Les pièces buccales rigides sont très utiles en dentisterie opératoire pour bien rétracter la langue et les joues.

Avez-vous des commentaires négatifs à propos du système?

Il est difficile de convaincre les patients qui ont peur de s'étouffer de l'essayer... Mais étonnamment, certains l'ont préféré, puisqu'ils peuvent mordre quelque chose. D'autres, parce qu'ils ont de la difficulté à respirer par le nez, ne veulent pas l'utiliser. Pourtant, il est possible de faire un petit trou dans le haut de la pièce buccale pour permettre au client de bien respirer par la bouche. Mais ceux-ci représentent un faible pourcentage de ma pratique. Les étudiantes apprennent à bien expliquer au client l'utilité de ce système d'isolation et de ses avantages pour la réussite du traitement.



Quel genre d'hygiéniste peut tirer profit de ce produit?

Honnêtement, toutes les hygiénistes. Le coût du produit est minimal, et la moyenne de 2\$ par utilisation se justifie facilement en gain de temps. Lorsque nous découvrons un produit qui procure une meilleure façon de travailler ayant un impact positif sur les clients en ce qui a trait au confort, à l'expérience, à la sécurité et à la qualité du soin... Je crois que c'est un investissement profitable. Je recommande EZ DAM® aux hygiénistes comme aux dentistes!

La facilité d'utilisation d'EZ DAM® a aussi beaucoup rassuré les étudiantes lorsqu'elles devaient faire des scellements de puits et fissures ou des traitements de dentisterie opératoire. Il y avait moins de stress, car elles savaient que le champ opératoire demeurerait sec et sans risque de contamination.

ez DAM®

Travaillez dans un environnement sec, ininterrompu et en contrôle - j'adore!

LE MEILLEUR SYSTÈME D'ISOLATION DENTAIRE

1-800-667-9622
www.synca.com

SYNCA